

PROCESSIONNAIRE DU CHÊNE

Seringue de phéromone

Composition

Etui d'une seringue de phéromone

Utilisable en Agriculture Biologique selon la réglementation européenne en vigueur.

Description

La phéromone Processionnaire du Chêne Protecta permet le piégeage des papillons mâles et limite ainsi la reproduction. Diffusion régulière et rallongée pour une meilleure efficacité.

Une seringue offre jusqu'à 3 mois de protection.

Méthode d'application

Ouvrir le sachet de phéromone et déposer une goutte dans la partie basse du piège. Vider le reste du contenu de la seringue dans la cage prévue à cet effet.

Remplir la cuve du piège de 30 cl d'eau puis ajouter environ 1cm d'huile.

Emboîter la cuve avec le couvercle et accrocher le piège à proximité de la zone infestée à une hauteur maximale de 2 m.

Vérifier régulièrement le niveau d'eau dans la cuve et la remplir si besoin.

Conserver la phéromone à température ambiante dans son emballage d'origine.

S'utilise avec le piège à papillons Protecta (EQ-PIE-10013)



CIBLE

Processionnaire du chêne

PÉRIODE D'APPLICATION

De mars à octobre

RÉFÉRENCE

PV-APP-02049: 6/ carton



ARMOSA SAS

209-217 Av de la République,
Parc de la croisée, B1-B2
93800 EPINAY SUR SEINE

T. 04.90.02.16.20

M. info-fr@armosa.eu W. www.armosa.eu

MAJCD190623